



状态图

* 图1: 系统初始化与核心流程





详细介绍

基于代码分析的系统初始化流程：

根据项目中的 `streamlit_app.py` 和相关配置文件，系统初始化包含以下关键步骤：

1 Streamlit初始化

- 设置页面配置： `st.set_page_config(page_title="中山大学医疗数据分析系统")`
- 配置主题和布局参数
- 初始化会话状态管理

2 数据库初始化

- 检查SQLite数据库文件是否存在
- 创建必要的数据库表结构（患者信息表、分析结果表等）
- 建立数据库连接池


3 目录结构设置


```
1 # 基于项目结构创建的目录
2 - data/          # 数据文件存储
3 - uploads/       # 用户上传文件
4 - reports/       # 生成的报告
5 - charts/        # 图表文件
6 - logs/          # 系统日志
```


4 配置加载

- 读取系统配置文件
- 初始化日志系统
- 设置数据处理参数

* 图2：文件上传与数据导入流程







详细介绍

基于 **Streamlit** 文件上传组件的实现：

1 文件上传界面

```
1 uploaded_file = st.file_uploader(  
2     "选择医疗数据文件",  
3     type=['csv', 'xlsx', 'json'],  
4     accept_multiple_files=False  
5 )
```

2 文件格式验证

- **CSV**文件: 检查分隔符、编码格式、列名规范
- **Excel**文件: 验证工作表结构、数据范围
- **JSON**文件: 验证JSON格式、必需字段


3 数据头验证


```
1 required_columns = ['患者ID', '年龄', '性别', '症状', '检查结果']  
2 missing_columns = set(required_columns) - set(df.columns)  
3 if missing_columns:  
4     st.error(f"缺少必需列: {missing_columns}")
```


4 数据预览功能


- 使用 `st.dataframe()` 展示前几行数据
- 显示数据统计信息: 行数、列数、缺失值统计
- 提供数据类型自动识别和手动调整选项

* 图3：数据分析与处理流程









详细介绍

基于项目 `analyzer.py` 模块的分析流程：

1 基础统计分析

```
1 # 描述性统计
2 df.describe() # 均值、标准差、分位数
3 df.info()     # 数据类型、缺失值
4 df.value_counts() # 频次统计
```

2 相关性分析

- 使用 Pearson 相关系数分析数值变量
- 使用 Chi-square 检验分析分类变量
- 生成相关性矩阵热力图

3 聚类分析

```
1 from sklearn.cluster import KMeans
2 # 基于症状和检查结果进行患者聚类
3 kmeans = KMeans(n_clusters=3)
4 clusters = kmeans.fit_predict(features)
```


4 异常检测


- 使用 Isolation Forest 检测异常值
- 基于统计方法识别离群点
- 医疗指标异常范围检测

5 风险评估

- 根据年龄、症状、检查结果计算风险评分
- 分层风险分级（低、中、高风险）
- 生成个性化健康建议

* 图4：数据可视化生成流程





详细介绍

基于项目 `plotter.py` 模块的可视化实现：

1 图表库选择

```
1 import plotly.express as px
2 import plotly.graph_objects as go
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import seaborn as sns
```

2 基础图表类型

- 柱状图: 展示不同疾病类型的患者分布
- 折线图: 显示患者指标随时间的变化趋势
- 饼图: 显示性别、年龄组等分类数据占比

3 统计可视化

```
1 # 相关性热力图
2 fig = px.imshow(correlation_matrix,
3                 title="医疗指标相关性分析")
4
5 # 箱线图显示指标分布
6 fig = px.box(df, x="风险等级", y="血压值")
```

4 医疗专业图表


- 生命体征监控图: 实时显示心率、血压、体温变化
- 风险评估雷达图: 多维度健康风险可视化
- 患者群体分析散点图: 基于聚类结果的可视化

5 交互功能

- 图表缩放、平移

- 数据点悬停显示详细信息
- 图例点击隐藏/显示数据系列

* 图5： 用户界面交互流程



详细介绍

基于 **Streamlit** 框架的用户界面实现：

1 页面布局设计

```
1 # 侧边栏配置
2 with st.sidebar:
3     st.title("功能导航")
4     page = st.selectbox("选择功能",
5                           ["数据上传", "数据分析", "可视化", "报告生成"])
6
7 # 主内容区域
8 col1, col2, col3 = st.columns([2, 3, 2])
```

2 交互控件

- 文件上传器: `st.file_uploader()`
- 参数滑块: `st.slider()` 设置分析参数
- 选择框: `st.selectbox()` 选择图表类型
- 按钮: `st.button()` 触发分析操作


3 实时响应机制


```
1 # 会话状态管理
2 if 'analysis_results' not in st.session_state:
3     st.session_state.analysis_results = None
4
5 # 响应用户操作
6 if st.button("开始分析"):
7     with st.spinner("分析中..."):
8         results = perform_analysis(data)
9         st.session_state.analysis_results = results
```


4 进度指示与反馈


- 使用 `st.progress()` 显示分析进度
- 使用 `st.success()`, `st.error()`, `st.warning()` 提供操作反馈
- 使用 `st.spinner()` 显示加载状态

* 图6：报告生成与导出流程









详细介绍

基于项目报告生成功能的实现：

1 报告模板系统

```
1  # HTML模板结构
2  template = """
3  <!DOCTYPE html>
4  <html>
5  <head>
6      <title>医疗数据分析报告</title>
7      <style>{css_styles}</style>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>分析报告</h1>
11     <div class="summary">{executive_summary}</div>
12     <div class="charts">{embedded_charts}</div>
13 </body>
14 </html>
```

2 内容生成模块

- 执行摘要: 自动生成关键发现和结论
- 数据概览: 统计数据表格和基本信息
- 分析结果: 详细的分析过程和结果解释
- 健康建议: 基于分析结果的个性化建议

3 多格式导出

```
1 # PDF生成
2 from reportlab.pdfgen import canvas
3 from reportlab.lib.pagesizes import letter
4
5 # Excel生成
6 import pandas as pd
7 with pd.ExcelWriter('report.xlsx') as writer:
8     summary_df.to_excel(writer, sheet_name='摘要')
9     results_df.to_excel(writer, sheet_name='详细结果')
```

4 图表嵌入技术

- 将 Plotly 图表转换为静态图片
- 在 PDF 中嵌入高质量图表
- 保持图表的交互性 (HTML格式)

5 下载与分享功能

```
1 # Streamlit 下载按钮
2 st.download_button(
3     label="下载PDF报告",
4     data=pdf_buffer,
5     file_name=f"医疗分析报告_{datetime.now().strftime('%Y%m%d')}.pdf",
6     mime="application/pdf"
7 )
```